

Wichtiger Hinweis !

Beim Einsatz der Elektroden vom Typ AgS ist sicherzustellen, dass keine Fehlströme über die Elektrode abfließen können. Diese würden innerhalb kurzer Zeit den beschichteten Sensor der Elektrode irreversibel zerstören.

Bei ordnungsgemäßem Einsatz der Elektrode unterliegt die Sensorbeschichtung einem gewissen Verschleiß, der von der Strömungsgeschwindigkeit und der Art des Meßmediums abhängig ist.

Diese Elektroden können bei SI Analytics neu beschichtet werden und sind danach wieder einsatzbereit.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Sound (Tel.:06131/665119)

Wichtiger Hinweis !

Beim Einsatz der Elektroden vom Typ AgS ist sicherzustellen, dass keine Fehlströme über die Elektrode abfließen können. Diese würden innerhalb kurzer Zeit den beschichteten Sensor der Elektrode irreversibel zerstören.

Bei ordnungsgemäßem Einsatz der Elektrode unterliegt die Sensorbeschichtung einem gewissen Verschleiß, der von der Strömungsgeschwindigkeit und der Art des Meßmediums abhängig ist.

Diese Elektroden können bei SI Analytics neu beschichtet werden und sind danach wieder einsatzbereit.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Sound (Tel.:06131/665119)